

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE • PIT'Stop STERILE IMPLANTS FOR FOOT SURGERY - SINGLE USE

This product must be handled and/ or implanted by WELL-TRAINED and QUALIFIED PERSONS, AWARE of these INSTRUCTIONS FOR USE.

1. Description of the medical device

PIT'Stop implants existing in different lengths and diameters.

They are made out of PEEK (Poly Ether Ether Ketone) according to standard ASTM F2026. The PEEK implants include radiopaque markers made out of Tantalum according to ASTM F560 for radiological evaluation. These medical devices are sold sterile.

Elements sterilized using irradiation have been exposed to a minimum of 25kGy of gamma irradiation. These devices do not contain phtales unless this is indicated on the label.

These devices are intended to be removed 12 months after implantation or at the end of the growth when used in pediatric patients.

2. Indications

The PIT'Stop implant is indicated for use in the treatment of the hyperpronated foot and stabilization of the subtalar joint. It is designed to block forward, downward and medial displacement of the talus, thus allowing normal subtalar joint motion but blocking excessive pronation and the resulting equinus.

- Flat foot treatment in children and adolescents
- Congenital flat foot
- Non successful long term orthopaedic treatment (shoes, insoles, ...)

- Tarsal coalitions
- Painfully flat foot
- Supple deformity in posterior tibial tendon dysfunction
- Paralytic flat foot
- Subtalar instability

3. Contraindications

The implant should not be used in a patient who has currently, or who has history of:

- acute or chronic inflammations, whether local or systemic,
- active infections,
- stiff or fixed deformity of the flat foot,
- chronic rupture of the posterior tibial tendon,
- symptomatic arthritis,
- neurological affections (paraplegia, ...),
- sensitivity/allergies to the implant materials (cf paragraph 1).

4. Warnings and precautions

Physician must determine if implant is appropriate for patients who have any of the following conditions:

- Lacks good general physical condition
- Bone pathologies that may compromise the rigidity of the implant fixation (examples include: osteoporosis, acute cystic degeneration, acute osteopenia, bone tumor, etc...)
- Use of steroid derivatives, chemotherapy, ... etc.
- Obesity
- Compromised wound healing
- Vascular disorder
- A patient unwilling or unable to comply with postoperative instructions
- Complications may include but are not limited to:
 - Pain, discomfort or abnormal sensations due to presence of the implant
 - Bending, loosening and/or breakage
 - Migration of the implant position
 - Bone loss due to stress shielding
 - Deformation recurrence, loss of correction
 - Infections, hematoma, allergy, thrombosis

5. Use of the implant

Knowledge of surgical techniques, proper reduction, selection and placement of implants, and post-operative patient management are considerations essential to a successful outcome. Criteria for patient selection are the responsibility of the surgeon.

Each surgeon must evaluate the appropriateness of the procedure and instruments used during the procedure based on his or her own training

and experience.

5.1. Preoperative

- Read carefully the Surgical Technique.

- Only the instruments designed and manufactured by In2Bones should be used in combination with the implants.

- Prepare all implants and instruments necessary for the surgical procedure. Do not attempt a surgical procedure with non-functional, broken, suspect or damage instrument.

- The sterility is guaranteed as long as the packing has not been damaged and before the end of the sterility validity.

- The size and number of implants should be assessed based on the preoperative X-rays.

- After measurements, some implants from each adequate size should be made available to have a sufficient inventory for the surgery.

- An additional implant from each size should be made available to replace any implant that might be accidentally contaminated during the surgery.

- Before the first surgery, the surgeon and assistants should manipulate the instruments to familiarize themselves with the material.

5.2. Preoperative

- The surgery should be performed by a surgeon with adequate background in orthopaedics and with respect to the different steps described in the Surgical Technique.

- Implants should be handled with care to avoid any scratch (risk of incipient break).

- Under no circumstances should the implant be modified.

- Alternate fixation methods should be available intraoperatively.

- Opening of the instruments set must be done according to aseptic condition.

- Check packaging and labeling integrity before use.

- Do not use any implant for which the packaging has been opened or damaged outside the operating theatre. Inner packaging should be handled under sterile conditions (persons/instruments).

5.3. Postoperative

- The patient should be advised that a second procedure for the removal of the implant will be conducted 12 months after the original procedure or at the end of the growth when used in pediatric patients.

- Some X-rays should be periodically done to check the postoperative progress and prevent any complication.

- Detailed instructions on the use and limitations of the device should be given to the patient. If partial weight-bearing is recommended or required prior to firm bony union, the patient must be warned that bending, loosening or breakage of the components are complications which can occur as a result of excessive or early weight-bearing or excessive muscular activity.

- Postoperative care and physical therapy should be structured to prevent loading of the operative extremity until stability is evident.

- The patient should be encouraged to report to his/her surgeon any unusual changes of the operated extremity. If evidence suggests loosening of the implant (particular pain and progressive changes in the radiographs) an intensified schedule of check-ups is advised and new warning and instructions to the patient may be appropriate regarding further activity restrictions.

- The patient should be encouraged to receive prompt medical attention for any infection that could occur, whether at the operated-member level or elsewhere in the body.

5.4. Re-use / Re-sterilization

Products intended for single use must not be re-used (see symbols). Re-use may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure, which may result in patient injury, illness or death.

Furthermore, re-use of single use device may create a risk of contamination from one patient to another or the user. Any implant that has been soiled by blood, tissue, and/or fluid/matter should never be re-used. It must be handled according to hospital protocol. Even though they may appear undamaged, the implants may have defects and internal stress patterns that may cause material fatigue.

The company declines all responsibility in the event of such re-use. Re-sterilization of devices sold sterile is forbidden.

6. Removal of the implant after healing

The PIT'Stop implant should be removed:

- by 12 months when used in adult patients or
- if pain occurs earlier.

7. Storage

Store in dry place

8. MRI/SCANNER

The patient should be asked to systematically mention that he/she was implanted with a surgical implant in the foot.

The PIT'Stop implant has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment. The safety of the PIT'Stop implant in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device may result in patient injury.

9. Information on the products / Responsibility

In2Bones has taken reasonable precautions in the selection of materials and in the manufacture of these products. However, In2Bones excludes any legal guarantee, whether express or implicit, including but not limited to, any implicit guarantee of the marketable quality or suitability for a specific use. In2Bones cannot under any circumstances be held responsible for any loss, damage or related costs or incidents, directly or indirectly linked to the use of this product. In2Bones does not assume, and does not authorize any third party to assume on its behalf, any other responsibilities relating to these products. The intention of In2Bones is that this device should be used only by doctors having received appropriate training in techniques of orthopaedic surgery for its use.

CAUTION

Federal law (USA) restricts this device to sale and use by, or on the order of a physician.

INFORMATION
Should any information regarding the products or their uses be required, please contact your representative or distributor or directly contact the manufacturer.
Last revision: 10/2022

FRANÇAIS NOTICE D'INSTRUCTIONS – PIT'Stop IMPLANTS STERILES POUR LA CHIRURGIE DU PIED - USAGE UNIQUE

Ce produit doit être manipulé et / ou implanté par des personnes FORMEES, QUALIFIEES et AYANT PRIS CONNAISSANCE de la présente NOTICE.

1. Description des dispositifs médicaux

Implants PIT'Stop existant en différents diamètres et plusieurs longueurs, ils sont fabriqués en PEEK (Poly Ether Ether Ketone) selon la norme ASTM F2026.

Des marqueurs radio-opaques en tantale selon la norme ASTM F560 sont intégrés dans l'implant en PEEK aux fins d'évaluation radiologique.

Ces dispositifs médicaux sont vendus stériles. Les éléments stérilisés par irradiation ont été exposés à un rayonnement gamma de 25kGy minimum. Ces dispositifs médicaux ne contiennent pas de phtalates sauf indication contraire sur l'étiquette. Ces implants sont destinés à être retirés après 12 mois d'implantation ou à la fin de la croissance chez les patients pédiatriques.

2. Indications

L'implant PIT'Stop est indiqué pour le traitement du pied en hyperpronation et la stabilisation de l'articulation sous-talienne. Il est conçu pour bloquer les déplacements vers l'avant, vers le bas, et médiaux du talus, permettant ainsi une mobilité normale de l'articulation sous-talienne, et bloquer la pronation excessive et les séquelles résultantes.

- Traitement du pied plat chez l'enfant et l'adolescent

- Pied plat congénital
Echec de traitement orthopédique de long terme (chaussures, semelles...)

- Coalitions tarsiennes
- Pied plat douloureux

- Déformation souple dans le cadre d'un dysfonctionnement du tendon tibial postérieur

- Pied plat paralytique

- Instabilité sous-talienne

3. Contre-indications

L'implant ne doit pas être implanté chez un patient qui, a, ou a eu par le passé:

- des inflammations aiguës
- ou chroniques, locales ou systémiques,

- des infections actives,
- un pied plat rigide ou fixe,
- un pied plat avec un avant-pied en abduction,
- une rupture chronique du tendon tibial postérieur,
- une arthrite symptomatique,
- des affections neurologiques (paraplégie,...),
- une sensibilité/allergie aux matériaux constituant l'implant (cf paragraphe 1).

5.3. En post-opérateur

- Le patient doit être informé qu'une seconde intervention pour l'ablation du matériel devra être réalisée 12 mois après la première intervention, ou à la fin de la croissance pour les patients pédiatriques.

- Des examens radiologiques doivent être pratiqués régulièrement afin de vérifier l'évolution postopératoire et prévenir ainsi d'éventuelles complications.

4. Avertissements et précautions

Le praticien doit déterminer si l'implant est approprié pour les patients qui présentent l'une des conditions suivantes :

- n'est pas en bonne condition physique générale,
- présente une pathologie osseuse risquant de compromettre la rigidité de la fixation du dispositif implanté (par exemple : ostéoporose, développement kystique aiguë, ostéopénie aigüe, tumeur osseuse, ...etc),
- dépendance ou abus face à la drogue et/ou l'alcool et/ou le tabac, obésité,
- difficulté de cicatrisation,
- troubles vasculaires,
- patient ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se conformer aux instructions postopératoires.

Complications non limitatives qui peuvent apparaître :
- douleurs, sensations inconfortables ou normales liées à la présence de l'implant,
- fêçhissement, descellement, et/ ou rupture du matériel,
- migration de la position de l'implant,
- perte osseuse liée au stress shielding,
- récurrence de la déformation, perte de correction,
- infections, hématomes, allergies, thromboses.

5.4. Ré-utilisation / re-sterilisation
Les produits destinés à un usage unique ne peuvent pas être réutilisés (cf symboles). La réutilisation de dispositifs à usage unique peut compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou entraîner sa défaillance, ce qui peut provoquer une lésion, une maladie ou le décès du patient. En outre la réutilisation peut entraîner un risque de contamination d'un patient un autre ou de l'utilisateur.

Tout implant souillé par du sang, des tissus et/ou des substances ou liquides corporels ne peut jamais être réutilisé. Il doit être éliminé conformément au protocole de l'hôpital. Même s'il ne paraît pas endommagé un implant peut présenter des défauts ou dommages susceptibles d'entraîner une fatigue du matériel.

La société décline toute responsabilité pour une telle réutilisation.

La re-sterilisation des dispositifs vendus stériles est interdite.

Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence de la procédure et des instruments utilisés pendant l'intervention en tenant compte de sa formation et de son expérience.

5.1. En pré-opérateur

- Lire attentivement la technique opératoire.

- Seuls les instruments de pose, étudiés et fournis par In2Bones, doivent être utilisés en combinaison avec l'implant.

- Préparer l'ensemble des implants et des instruments nécessaires à l'intervention. Ne pas tenter une intervention chirurgicale avec un instrument non fonctionnel, cassé, suspect ou défectueux.

- La stérilisation est garantie tant que le conditionnement n'est pas endommagé ou ouvert et avant la date de péremption.

- Apprécier la taille et le nombre d'implants à poser lors de l'étude du cliché radiologique préopératoire.

- Prévoir, après la prise de mesure, des implants dans les différentes tailles envisagées afin de disposer d'un choix suffisant pendant l'opération.

- Prévoir toujours un implant en plus dans chacune des tailles requises afin de pouvoir le remplacer en cas de contamination accidentelle lors de l'intervention.

- Avant une première implantation, il est recommandé au chirurgien et à ses assistants en salle d'opération de manipuler les instruments afin de se familiariser avec le matériel.

5.2. En per-opérateur

- L'opération doit être réalisée par un praticien ayant acquis la formation nécessaire en chirurgie orthopédique et en respectant les différents temps décrits dans la technique opératoire.

- Manipuler les implants avec précaution afin d'éviter toute rayure profonde (risque d'amorce de rupture).

- En aucune circonstance le dispositif ne doit être retouché.

- Une méthode alternative de fixation doit être disponible en cours d'intervention.

- L'ouverture de la boîte d'instruments doit être réalisée suivant les conditions aseptiques.

- Contrôler l'intégrité de l'emballage et de l'étiquetage avant son ouverture. Ne pas utiliser de composants médicaux pour lesquels le conditionnement a été ouvert ou détérioré à l'extérieur du bloc opératoire. Le conditionnement

intérieur doit être manipulé sous conditions stériles (personnes / instruments).

avec des gants, sich aber nicht nur auf diese beschränken :
- Schmerzen, unbequeme oder anormale Empfindungen in Verbindung mit der Gegenwart des Implantates.

- Beugung, Ablösung, und/oder Bruch des Materials

- Verschiebung des Implantates

- Knochenverlust folglich auf den stress shielding

- Wiederauftreten der Verformung, Korrekturverlust

- Infektionen ; Hämatome ; Allergien ; Thrombosen

DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERWENDUNG – PIT'Stop STERILER IMPLANTATE FÜR DIE FUSSCHIRURGIE EINMALPRODUKTE

Dieses Produkt muss von GUT AUSGEBILDETEM, QUALIFIZIERTEM PERSONAL, DIE DIESE ANWENDUNGSRICHTLINIEN KENNEN, gehandhabt und/oder implantiert werden.

1. Beschreibung des Medizinproduktes

Bei den steril gelieferten Implantaten handelt es sich um: Plattfüßimplantate in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichem Durchmesser.

Das Implantat PIT'Stop wird aus PEEK (Polyetheretherketon) gemäß ASTM F2026 hergestellt.

Röntgenlichte Marker aus Tantal sind gemäß der Norm ASTM F560 zur radiologischen Bewertung in das PEEK-Implantat integriert.

Diese Medizinprodukte werden steril verkauft. Die durch Strahlungen sterilisierten Elemente wurden mindestens einer 25 kGy Gamma-Bestrahlung ausgesetzt.Solort nicht anders auf dem Etikett vermerkt, enthalten diese Geräte keine Weichmacher (Phtalate). Diese Implantate sind 12 Monate nach der Implantation oder nach Wachstumsabschluss bei pädiatrischen Patienten zu entfernen.

2. Indikationen

Das PIT'Stop Implantat ist indiziert bei der Behandlung der Pronationsstellung des Fußes und zur Stabilisierung des unteren Sprunggelenks. Es wurde entwickelt zur Verhinderung einer Verschiebung des Talus nach unten, unten oder zur Mitte, und ermöglicht damit eine normale Bewegung des unteren Sprunggelenks, während es eine Pronationsstellung und deren Folgeerscheinungen korrigiert.

- Plattfußbehandlung bei Kindern und Jugendlichen

- kongenitaler Plattfuß

- orthopädische Langzeitbehandlung ohne Erfolg (Schuhe, Einlagen, usw.)

- Coalitio calcaneoavicularis

- schmerzhafter Plattfuß

- elastische Deformation bei Dysfunktion der hinteren Tibiasehne

- paralytischer Plattfuß

- Instabilität des unteren Sprunggelenks

3. Gegenanzeigen

Das Implantat darf nicht verwendet werden bei Patienten die unter folgenden Erkrankungen leiden, auch anamnetisch:

- Akute oder chronische, lokale oder systemische Entzündungen;
- aktive Infektionen

- Steifheit oder fixierte Deformation des Plattfußes.

- Plattfuß mit Vorfußabduktion

- Chronische Ruptur der hinteren Tibiasehne

- symptomatischer Arthritis

- neurologischen Erkrankungen (Paraplegie usw.)

- Empfindlichkeit/Allergie gegenüber den Implantatmaterialien (vgl. Absatz 1).

4. Warnhinweise und vorsichtsmassnahmen

Der Arzt muss feststellen, ob das Implantat Patienten angemessen ist die sie sich in einem der folgenden Umstände befinden:

- global nicht in einem guten körperlichen Zustand ist ;

- Knochenkrankung, die die Festigkeit der Implantatfixation gefährdet (zum Beispiel: Osteoporose, akute

Zystenentwicklung, akute Osteopenie, Knochen tumor usw.)

- Drogenund/oder Alkoholund/oder Nikotinabhängigkeit;

- Fettleibigkeit;

- Problematische Narbenbildung;

- Durchblutungsstörungen

- Patienten, die nicht bereit oder nicht in der Lage sind, die postoperativen Anweisungen zu befolgen

Mögliche Komplikationen die auftreten

ten können, sich aber nicht nur auf diese beschränken :
- Schmerzen, unbequeme oder anormale Empfindungen in

Verbindung mit der Gegenwart des Implantates.

- Beugung, Ablösung, und/oder Bruch des Materials

- Verschiebung des Implantates

- Knochenverlust folglich auf den stress shielding

- Wiederauftreten der Verformung, Korrekturverlust

- Infektionen ; Hämatome ; Allergien ; Thrombosen

5. Anwendung des Produktes

Die Kenntnis der operativen Technik, eine angemessene Reposition des Knochens, die Auswahl sowie die Position des Implantates und die post-operative Verwaltung des Patienten sind die Grundlage für ein befriedigendes Ergebnis. Die Kriterien der Patientenauswahl stehen unter der Verantwortung des Chirur. Jeder Chirurg hat die Richtigkeit des Verfahrens und der während dem Eingriff benutzten Instrumente zu beurteilen,indem er seiner Ausbildung und Erfahrung Rechnung trägt.

5.1. Präoperativ

- Die Operationstechnik genau durchlesen.

- Nur die von In2Bones empfohlenen Einbringungsinstrumente dürfen zusammen mit dem Implantat verwendet werden.

- Die für die Operation notwendigen Implantate und Instrumente vorbereiten. Keinen chirurgischen Eingriff mit nicht funktionellen, defekten, beschädigten oder nicht einwandfreien Instrumenten durchführen.

- Die Sterilisierung wird garantiert solange die Verpackung nicht beschädigt oder geöffnet wurde und das Verfallsdatum nicht erreicht wurde.

- Die Größe und Anzahl der einzubringenden Implantate auf dem präoperativen Röntgenbild ermitteln.

- Nach der Messung Implantate unterschiedlicher Größen vorsehen, um über eine ausreichende Auswahl zu verfügen.

- Immer ein Ersatzimplantat in jeder der erforderlichen Größen vorsehen, damit es im Falle einer versehentlichen Kontaminierung bei der Operation ersetzt werden kann.

- Vor einer ersten Implantation wird dem Chirurg und den OP-Assistenten empfohlen, das Instrumentarium probeweise zu handhaben, um sich damit vertraut zu machen.

5.2. Intraoperativ

- Die Operation muss von einem in der orthopädischen Chirurgie hinreichend geschulten Arzt unter Berücksichtigung der verschiedenen, in der Operationsanleitung beschriebenen Schritte durchgeführt werden.

- In2Bones garantiert die Leistungsfähigkeit der oben beschriebenen Implantate, sofern sie zusammen verwendet werden und nicht in Kombination mit Implantaten anderer Hersteller.

- Die Implantate vorsichtig handhaben, um tiefe Kratzer zu vermeiden (Gefahr von Bruchansätzen).

- Am Produkt dürfen unter keinen Umständen Änderungen vorgenommen werden.

- Es hat während dem Eingriff zu vermeiden (Gefahr von Bruchansätzen).

- Der Patient dürfen unter keinen Umständen Änderungen vorgenommen werden.

- Es hat während dem Eingriff eine Alternative zu der Befestigungsmethode zur Verfügung zu stehen.

- Das Öffnen der Instrumentensachtel hat in aseptischen Bedingungen zu geschehen.

- Überprüfen Sie die Umversehtheit der Verpackung und des Etiketts

kein Produkt dessen Verpackung außerhalb des OP geöffnet oder beschädigt wurde. Die innere Verpackung hat in sterilen Bedingungen manipuliert zu werden (Personen / Instrumente).

5.3. Postoperativ

- Der Patient muss darüber unterrichtet werden, dass 12

Monate nach dem ersten Eingriff oder nach Wachstumsabschluss bei pädiatrischen Patienten ein zweiter Eingriff zur Entfernung des Materials durchgeführt werden muss.

- Es muss regelmäßig Röntgenuntersuchungen vorgenommen werden, um die postoperative Entwicklung zu

vorgenommen werden, um die postoperative Entwicklung zu

überprüfen und um eventuellen Komplikationen vorzubeugen.

- Dem Patienten müssen ausführliche Anweisungen in Bezug auf den Gebrauch der Grenzen der Vorrückung gegeben werden. Wird eine teilweise Gewichtstragung vor

dem festen Zusammenwachsen der Knochen empfohlen oder sollte dies erforderlich sein, muss der Patient darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Verbiegung oder Lockerung bzw. der Bruch der Komponenten

Komplikationen darstellen, die als Folge unangemessen hoher oder frühzeitiger gewichtstragender bzw. unangemessen hoher Muskulaktivität auftreten. Die postoperative Betreuung und Behandlung müssen strukturiert sein, um jegliche Belastung der operierten Gliedmaße zu verhindern, solange die Stabilität nicht hergestellt ist.

- Der Patient soll dazu angeregt werden, seinen Chirurgen über jegliche ungewöhnliche Veränderungen der operierten Gliedmaße zu informieren. Falls ein Lockern des Implantats verdächtig wird (besondere Schmerzen und fortschreitende Veränderung bei den Röntgenaufnahmen),

angebracht, und neuerliche Wiedergewendung der Anweisungen können dem Patienten hinsichtlich weiterer Tätigkeits Einschränkungen erteilt werden.

- Der Patient soll dazu angeregt werden, bei Infektion am operierten Glied oder sonst irgendwo im Körper sofortige ärztliche Hilfe aufzusuchen.

5.4. Wiederverwendung / Resterilisation

Die bei dem Einmalgebrauch bestimmte Produkte dürfen nicht wiederverwendet werden (vgl. Symbole). Die Wiedergewendung der Anweisungen kann die strukturelle Integrität des Produkts beeinträchtigen und/oder die Fehlfunktion des Produkts zur Folge haben, was wiederum zu Verletzungen, Krankheit oder Tod des Patienten führen kann. Außerdem kann eine Wiederverwendung eine Kontaminationsgefahr für Patienten und Anwender darstellen.

Jedes mit Blut Gewebe und/oder Körpersubstanzen oder

schade verlonen die tot materiaalver-moeidheid kunnen leiden. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid voor een dergelijk hergebruik van de hand. Het opnieuw steriliseren van de ver-kochte, steriele instrumenten is ver-boden.

6. Verwijderen van het implantaat na genezing

Het PIT®Stop implantaat moet worden verwijderd:

- aan het einde van de groei voor een ge-bruik bij een pediatiepatiënt of, - na 12 maanden voor een gebruik bij een volwassene of, - eerder in geval van pijn.

7. Opslag

De implantaten op een droge plaats bewaren.

8. IRM

Dit implantaat is gefabriceerd in PEEK, een niet-ferromagnetisch ma-teriaal.

De patiënt dient te worden geadviseerd systematisch te vermijden dat hij/zij een chirurgisch implantaat heeft.

Dit medisch instrument (deze me-dische instrumenten) werd(en) niet getest op opwarming of migratie in het MR-milieu.

Dit medisch instrument (deze me-dische instrumenten) werd(en) niet getest op opwarming of migratie in het MR-milieu.

Een alternatieve fixatiemethode moet beschikbaar zijn gedurende de operatie.

Het openmaken van de instrumentenkit moet worden uitgevoerd volgens de aseptische voor-waarden.

Controleer de volledige verpakking en de etiketten voor het openmaken. Geen producten gebruiken waarvan de verpakking is opengebroken of beschadigd buiten de operatiekamer.

De interne verpakking moet worden gehanteerd onder steriele voorwaarden (personen / instrumenten).

De patiënt moet gedetailleerde instructies over het gebruik en de beperkingen van het hulpmiddel ontvangen. Als gedeeltelijke gewichtsbelasting voor het verkrijgen van een goede botfusie worden overweerd, is het belangrijk dat patiënt erop worden gewezen dat verbuiging, lossen komen en breken van de componenten complicaties zijn die kunnen ontstaan door overmatige of voortdurende gewichtsbelasting of overmatige spieractiviteit!De postoperatieve zorg en kinesitherapie

fyssiotherapie en dusdanig worden georganiseerd dat, zolang er geen sprake is van stabiliteit, belasting van het geopereerde lidmaat wordt voorkomen. De patiënt moet gedetailleerde instructies over het gebruik en de beperkingen van het hulpmiddel ontvangen. Als gedeeltelijke gewichtsbelasting voor het verkrijgen van een goede botfusie worden overweerd, is het belangrijk dat patiënt erop worden gewezen dat verbuiging, lossen komen en breken van de componenten complicaties zijn die kunnen ontstaan door overmatige of voortdurende gewichtsbelasting of overmatige spieractiviteit!De postoperatieve zorg en kinesitherapie

fyssiotherapie en dusdanig worden georganiseerd dat, zolang er geen sprake is van stabiliteit, belasting van het geopereerde lidmaat wordt voorkomen.

De patiënt moet gedetailleerde instructies over het gebruik en de beperkingen van het hulpmiddel ontvangen. Als gedeeltelijke gewichtsbelasting voor het verkrijgen van een goede botfusie worden overweerd, is het belangrijk dat patiënt erop worden gewezen dat verbuiging, lossen komen en breken van de componenten complicaties zijn die kunnen ontstaan door overmatige of voortdurende gewichtsbelasting of overmatige spieractiviteit!De postoperatieve zorg en kinesitherapie

fyssiotherapie en dusdanig worden georganiseerd dat, zolang er geen sprake is van stabiliteit, belasting van het geopereerde lidmaat wordt voorkomen.

PORTUGUES

INSTRUÇÕES DE USO – PIT®Stop

IMPLANTES ESTERILIZADOS, DESTINADOS À CIRURGIA DO PÉ

PARA USO ÚNICO

Este produto deverá ser manipula-do e/ou implantado por indivíduos com FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO e CONHECIMENTO das presentes IN-STRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

1. Descrição do dispositivo médico

Os implantes são implantas para pé chato, existentes em diferentes com-primentos e diâmetros.

O implante PIT®Stop é fabricado em PEEK (polietileteretrona) segundo a norma ASTM F2026.

No implante em PEEK, foram incor-porados marcadores radiopacos em tântalo para efeitos de avaliação radiológica, de acordo com a norma ASTM F560.

Estes dispositivos médicos são ven-didos estéreis.

Os elementos esterilizados por radiação foram expostos a um mínimo de 25 kGy de radiação gama. Estes dispositivos não contém ftalatos, salvo indicação contrária na etiqueta.

Estes implantes destinam-se a ser removidos 12 meses após a implanta-ção ou, nos doentes pediátricos, no final do crescimento

Estes dispositivos médicos são ven-didos estéreis.

Os elementos esterilizados por radiação foram expostos a um mínimo de 25 kGy de radiação gama. Estes dispositivos não contém ftalatos, salvo indicação contrária na etiqueta.

Estes implantes destinam-se a ser removidos 12 meses após a implanta-ção ou, nos doentes pediátricos, no final do crescimento

Estes dispositivos médicos são ven-didos estéreis.

(sapatos, palmilhas...)

- fracturas metatársicas..

- pé chato doloroso

- deformidade na flexão por disfunção no tendão tibial posterior

- pé chato paralítico

- instabilidade subtalar.

3. Contra-indicações

O implante não deve ser utilizado em doentes que sofram habitualmente, ou que já tenham historial de:

- inflamações agudas ou crónicas, locais ou sistémicas

- infeções activas

- Rigidez ou presença de deformidade devido a pé chato.

- Pé chato com abdução do pé

- Ruptura crónica do tendão tibial posterior.

- Artrite sintomática

- Distúrbios neurológicos (paraplegia...)

- Sensibilidade/alergia ao(s) material(is) que compõem o implante (ver parágrafo 1).

4. Avisos e precauções

O médico deve determinar se o im-planté é adequado para os pacientes que apresentem uma das seguintes condições:

- Não tenha uma boa condição física generalizada

- Apresenta uma patologia óssea que corre o risco de comprometer a rigidez da fixação do dispositivo implantado (por exemplo: osteoporose, desenvolvimento quístico agudo, osteopenia aguda, tumor ósseo, etc.).

Dependência ou utilização em excesso de drogas e/ou álcool e/ ou tabaco;

- Obesidade

- Dificuldades no processo de cicatrização;

- problemas da vascularização

- Um paciente que não quer ou não é capaz de seguir as instruções do pós-operatório.

Entre as complicações que po-dem surgir, sem limitar a estas, incluem-se:

- Dores, sensações de desconforto ou anormais relacionadas com a presença do implante.

- Flexão, descolamento e/ou rotura do material

- Migração da posição do implante

- Perda óssea provocada pelo desgaste da protecção.

- Recorrência da deformação, perda da correção

- Infeções; Hematomas; Alergias; Tromboses;

5. Utilização dos produtos

O conhecimento das técnicas op-eratórias, uma adequada redução de colocação do implante e a gestão do pós-operatório do paciente são condições essenciais para a obtenção de resultados satisfatórios. Os critérios de seleção do paciente são da responsabilidade do cirurgião. Cada cirurgião deve avaliar a per-tinência do procedimento e dos instrumentos utilizados durante a intervenção tendo em conta a sua formação e a sua experiência.

5.1. Pré-operatório

- Ler atentamente a técnica operatória.

- Apenas os auxiliares de implantação concebidos e fornecidos por In2Bones deverão ser utilizados em combinação com o implante.

- Preparar todos os implantes e auxiliares necessários à intervenção. Não tentar efetuar uma intervenção cirúrgica com um instrumento não funcional, partido, supesto ou defeituoso.

A esterilização está garantida desde que o produto não se encontre danificado nem aberto e desde que a utilização do produto seja realizada antes da data de expiração do prazo de validade.

Avaliar o tamanho e o número de implantes a colocar no exame radiológico pré-operatório.

Após a determinação das necessidades, prever implantes nos diferentes tamanhos previstos, de modo a dispor de uma escolha suficiente.

Prever sempre um implante a mais em cada um dos tamanhos necessários, de maneira a poder substituí-lo em caso de contaminação accidental durante a intervenção.

Antes de um primeiro implante, recomenda-se ao cirurgião e aos seus assistentes no bloco operatório que manipulem os auxiliares a fim de se familiarizarem com o material.

5.2. Intra-operatório

- À intervenção deve ser realizada por um clínico que tenha adquirido formação adequada em cirurgia

8. IRM

Este implante é fabricado em PEEK, um material não ferromagnético.

O paciente deve ser aconselhado a referir sistematicamente que lhe foi colocado um implante cirúrgico.

O(s) dispositivo(s) médico(s) não foi (não foram) avaliado(s) em termos de segurança e compatibilidade no contexto da ressonância magnética.

- Manipular os implantes com precaução, a fim de evitar rachas profundas (risco de princípio de ruptura).

- O implante não deve ser retocado em circunstância alguma.

- Deve estar disponível um método alternativo de fixação durante a intervenção.

- A abertura da caixa de instrumentos cirúrgicos deve ser realizada em condições de assepsia.

- Controle a integridade da embalagem e da etiquetagem antes da sua abertura. Não utilizar nenhum produto cujo conteúdo tenha sido aberto ou danificado no exterior do bloco operatório. A embalagem interna deve ser manipulada em condições de esterilização (pessoas / instrumentos).

- In2Bones tomou as precauções razoáveis em termos de seleção dos materiais e fabrico dos produtos. A In2Bones, excluídas, portanto, todas as garantias legais, expressas ou implícitas, inclui, de forma não limitativa, todas as garantias implícitas de qualidade comercial ou adequação a uma determinada utilização. A In-2Bones não pode, de forma alguma, ser responsabilizada por qualquer perda, dano ou encargo adicional ou incidente, directa ou indirectamente ligados à utilização deste produto.

A In2Bones não assume, nem não autoriza qualquer terceiro a assumir em seu nome, outras responsabili-dades relacionadas com estes pro-dutos. A In2Bones pretende que este dispositivo seja utilizado exclusivamen-te por médicos que tenham tido formação adequada nas técnicas de cirurgia ortopédica necessárias à sua utilização.

Dependência ou utilização em excesso de drogas e/ou álcool e/ ou tabaco;

- Obesidade

- Dificuldades no processo de cicatrização;

- problemas da vascularização

- Um paciente que não quer ou não é capaz de seguir as instruções do pós-operatório.

Entre as complicações que po-dem surgir, sem limitar a estas, incluem-se:

- Dores, sensações de desconforto ou anormais relacionadas com a presença do implante.

- Flexão, descolamento e/ou rotura do material

- Migração da posição do implante

- Perda óssea provocada pelo desgaste da protecção.

- Recorrência da deformação, perda da correção

- Infeções; Hematomas, alergias, trombosis

Data da última revisão: 10/2022

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE EMPLEO – PIT®Stop

IMPLANTES ESTERILIZADOS PARA CIRUGÍA DEL PIE - NO REUTILIZABLES

Este producto debe ser manipula-do y/o implantado por personas FOR-MADAS, CUALIFICADAS y CON CONOCIMIENTO de las presentes INSTRUCCIONES.

Estos dispositivos médicos son ven-didos estéreis.

Estos dispositivos médicos son ven-didos estéreis.

Los elementos esterilizados medi-ante radiación han sido expuestos a 25 kGy de radiación gamma como mínimo.

Estos dispositivos no contienen ftalatos salvo indicación contraria en la etiqueta.

Estos implantes destinam-se a ser removidos 12 meses após a implanta-ção ou, nos doentes pediátricos, no final do crescimento

2. Indicaciones

El implante PIT®Stop está indicado para ser utilizado en el tratamiento de casos de hiperpronación del pie y para la estabilización de la articulación subtalar. Ha sido diseñado para bloquear los desplazamientos hacia delante, hacia abajo y hacia dentro del astrágalo, permitiendo de esta forma el movimiento normal de la articulación subtalar pero blo-queando, al mismo tiempo, la excesiva pronación y las secuelas de ella derivadas.

- Tratamiento de pies planos en niños y adolescentes.

- Pies planos congénitos.

- Tratamientos ortopédicos a largo plazo sin éxito (calzado, plantillas, etc.).

- Pies planos acompañados de dolor.

- Coaliciones del tarso

Deformidad flexible pareja a la disfunción del tendón tibial posterior.

- Pies planos afectados por parálisis.

- Inestabilidad subtalar.

3. Contraindicaciones :

El implante no debe utilizarse en pa-cientes que sufran actualmente o en cuyo historial médico figuren:

- inflamaciones agudas o crónicas, locales o sistémicas

- infecciones activas

- Deformidad rígida o fija de los pies planos.

- El dispositivo no debe ser retocado bajo circunstancia alguna.

- Durante la intervención debe encontrarse disponible un método alternativo de fijación.

- La apertura de la caja de instrumentos debe realizarse según condiciones asepticas.

- Controlar la integridad del embalaje y de las etiquetas antes de abrirlo. No utilizar el producto si el acondicionamiento ha sido abierto o deteriorado fuera del bloque operatório. El embalaje interno debe ser manipulado en condiciones estériles (personas/instrumentos).

5.3. Fase posoperatoria

- Debe informarse al paciente sobre la necesidad de efectuar una segunda intervención para extraer el material 12 meses después de

la primera operación, o al final del crecimiento en el caso de los pacientes pediátricos.

- Deben practicarse pruebas radiológicas con regularidad para comprobar la evolución posoperatoria y prevenir así eventuales complicaciones.

- El paciente debe recibir instrucciones detalladas sobre el uso y las limitaciones del producto. Si se recomienda o requiere el soporte parcial de peso antes de una consolidación ósea firme, debe advertirse al paciente que la curvatura, aflojamiento o rotura de los componentes son complicaciones que pueden ocurrir como consecuencia de soportar peso excesivo o prematuramente o de actividad muscular excesiva.

El seguimiento y la toma a cargo posoperatoria deben ser estructurados para evitar cargar la extremidad operada mientras no se haya establecido su estabilidad.

- Se debe estimular al paciente para que informe al cirujano acerca de cualquier cambio poco habitual de la extremidad operada. Si se sospecha una inestabilidad del implante (dolor específico y evolución progresiva en las radiografías), se recomienda a los pacientes que no deseen o no puedan seguir las instrucciones del posoperatorio

La lista de complicaciones puede incluir las siguientes, aunque sin limi-tarse a ellas:

- dolor, incomodidad o sensaciones anormales debidas a la presencia del implante.

- deformación, desprendimiento, y/o rotura del implante

- desplazamiento del implante

- pérdida de materia ósea debida a la tensión de la estructura protectora

- recidiva de la deformidad, pérdida de la corrección

- infecciones, hematomas, alergias, trombosis

- Debe estimularse al paciente para que reciba cuidados rápidos en caso de infección en el miembro operado o en cualquier otro lugar del cuerpo.

5.4. Reutilización / Reesterilización

Los productos destinados a un solo uso no pueden reutilizarse (ver sím-bolos). La reutilización de dispositi-vos de un solo uso puede poner en peligro la integridad estructural del dispositivo y/o provocar que no funcione bien, esto puede producir una lesión, una enfermedad o la de-función del paciente. Por otra parte, la reutilización representa un riesgo de contaminación excesiva para el otro u otro del usuario. Cualquier im-planté manchado de sangre, tejidos y/o sustancias o fluidos corporales no podrá ser reutilizado en ningún momento. Deberá desecharse con arreglo al protocolo del hospital. Aun cuando no parezca deteriorado, un implante puede presentar defectos o daños que pueden provocar la fatiga de los materiales.

La empresa elude cualquier res-ponsabilidad por este tipo de reutili-zación. La reesterilización está prohibido.

- Junto con el implante sólo deben utilizarse los instrumentos auxiliares de implantación estudiados y suministrados por In2Bones

- Prepare todos los implantes e instrumentos auxiliares necesarios para la intervención. No intentar una intervención quirúrgica con un instrumental no funcional, roto, sospechoo o defectuoso.

- La esterilización está garantizada siempre y cuando el embalaje no haya sido estropeado y antes de la fecha de vencimiento.

- Valore el tamaño y el número del implante que va a colocar en la imagen radiológica preoperatoria.

- Después de tomar las medidas, disponga de implantes de los distintos tamaños previstos con el fin de tener opciones suficientes.

- Disponga siempre de los implantes más de cada uno de los tamaños requeridos para poder sustituirlo en caso de contaminación accidental durante la intervención.

- Antes de la primera implantación, se recomienda al cirujano y a sus asistentes en el quirófano que manipulen los instrumentos auxiliares con el fin de familiarizarse con el material.

- Manipule los implantes con precaución para evitar el rayado profundo (riesgo de principio de rotura).

- El dispositivo no debe ser retocado bajo circunstancia alguna.

- Durante la intervención debe encontrarse disponible un método alternativo de fijación.

- La apertura de la caja de instrumentos debe realizarse según condiciones asepticas.

- Controlar la integridad del embalaje y de las etiquetas antes de abrirlo. No utilizar el producto si el acondicionamiento ha sido abierto o deteriorado fuera del bloque operatório. El embalaje interno debe ser manipulado en condiciones estériles (personas/instrumentos).

5.3. Fase posoperatoria

- Debe informarse al paciente sobre la necesidad de efectuar una segunda intervención para extraer el material 12 meses después de

posterior.

- Artritis sintomática.

- Afecciones neurológicas (parapleja...)

- Sensibilidad/alergia a los metales/ polímeros del implante (véase el párrafo 1)

4. Advertencias y Precauciones

El médico tratante debe determi-nar si el implante es apropiado para pacientes que presentan una de las condiciones siguientes:

- no disfrute de un buen estado general de salud

- patologías óseas con riesgo de comprometer la solidez de la fijación del implante (por ejemplo : osteoporosis, evoluciones quísticas, una osteopenia aguda, tumores óseos... etc)

- adición y/o abuso de drogas y/o alcohol y/o tabaco

- obesidad

- cicatrización dificultosa de heridas

- trastornos de la vascularización

- pacientes que no deseen o no puedan seguir las instrucciones del posoperatorio

La lista de complicaciones puede incluir las siguientes, aunque sin limi-tarse a ellas:

- dolor, incomodidad o sensaciones anormales debidas a la presencia del implante.

- deformación, desprendimiento, y/o rotura del implante

- desplazamiento del implante

- pérdida de materia ósea debida a la tensión de la estructura protectora

- recidiva de la deformidad, pérdida de la corrección

- infecciones, hematomas, alergias, trombosis

- Debe estimularse al paciente para que reciba cuidados rápidos en caso de infección en el miembro operado o en cualquier otro lugar del cuerpo.

5. Utilización del implante

El conocimiento de las técnicas quirúrgicas, la adecuada reducción, selección y colocación de los im-plantes y la atención posoperatoria al paciente se consideran esenciales para lograr un resultado satisfactorio. Los criterios de selección de los pacientes son responsabilidad del cirujano. Cada cirujano ha de evaluar la idoneidad del procedimiento y el instrumental empleado en el mismo de acuerdo con su propia formación y experiencia.

Entre as complicações que po-dem surgir, sem limitar a estas, incluem-se:

- Dores, sensações de desconforto ou anormais relacionadas com a presença do implante.

- Flexão, descolamento e/ou rotura do material

- Migração da posição do implante

- Perda óssea provocada pelo desgaste da protecção.

- Recorrência da deformação, perda da correção

- Infeções; Hematomas; Alergias; trombosis

5.1. Fase preoperatoria

- Lea atentamente la técnica operatória

- Apenas os auxiliares de implantação concebidos e fornecidos por In2Bones deverão ser utilizados em combinação com o implante.

- Preparar todos os implantes e auxiliares necessários à intervenção. Não tentar efetuar uma intervenção cirúrgica com um instrumento não funcional, partido, supesto ou defeituoso.

A esterilização está garantida desde que o produto não se encontre danificado nem aberto e desde que a utilização do produto seja realizada antes da data de expiração do prazo de validade.

Avaliar o tamanho e o número de implantes a colocar no exame radiológico pré-operatório.

Após a determinação das necessidades, prever implantes nos diferentes tamanhos previstos, de modo a dispor de uma escolha suficiente.

Prever sempre um implante a mais em cada um dos tamanhos necessários, de maneira a poder substituí-lo em caso de contaminação accidental durante a intervenção.

Antes de um primeiro implanta-ção, recomenda-se ao cirurgião e aos seus assistentes em o quirófano que manipulem os instrumentos auxiliares com o fim de familiarizarse com o material.

- Manipule los implantes con precaución para evitar el rayado profundo (riesgo de principio de rotura).

- El dispositivo no debe ser retocado bajo circunstancia alguna.

- Durante la intervención debe encontrarse disponible un método alternativo de fijación.

- La apertura de la caja de instrumentos debe realizarse según condiciones asepticas.

- Controlar la integridad del embalaje y de las etiquetas antes de abrirlo. No utilizar el producto si el acondicionamiento ha sido abierto o deteriorado fuera del bloque operatório. El embalaje interno debe ser manipulado en condiciones estériles (personas/instrumentos).

5.3. Fase posoperatoria

- Debe informarse al paciente sobre la necesidad de efectuar una segunda intervención para extraer el material 12 meses después de

sentante, el distribuidor o directa-mente con el fabricante.

</