

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE • NEOFIEW® STERILE IMPLANTS FOR HAND SURGERY - SINGLE USE

This product must be handled and/ or implanted by WELL-TRAINED and QUALIFIED PERSONS, AWARE of these INSTRUCTIONS FOR USE.

1. Description of the medical device

System of plates and screws for distal sizes. Implants existing in different sizes.

The NEOFIEW® plates have to be fixed with the NEO screws. The NEO screws exist in Locking (L) and Non-Locking (NL) versions.

The NEOFIEW plate shall be fixed with the NEO Locking (L) screws preferentially, and with a maximum of two (2) NEO Non-Locking screws on the whole construct.

The NEOFIEW® plates are made out of PEEK (Poly Ether Ether Ketone) according to standard ASTM F2026. The NEOFIEW® plates include radiopaque markers made out of Tantalum according to ASTM F600 for radiologic al evaluation. The NEOFIEW® plate is sold preassembled with a single use instrument (distal block) in its packaging.

The NEO screws are made out of titanium alloy Ti-6Al-4V according to standards ISO 5832-3 and ASTM F136.

The medical devices are sold sterile. Elements sterilized using irradiation have been exposed to a minimum of 25kGy of gamma irradiation. These devices do not contain phthalates unless this is indicated on the label.

2. Indications

The NEOFIEW® Plate is intended for fixation of intra-articular and extra-articular fractures of the distal radius.

3. Contraindications

The implant should not be used in a patient who has currently, or who has history of:

- acute or chronic inflammations, whether local or systemic,
- active infections,
- sensitivity/allergies to the implant materials (cf paragraph 1).

4. Warnings and precautions

Physician must determine if implant is appropriate for patients who have any of the following conditions:

- Lacks good general physical condition
- Bone pathologies that may compromise the rigidity of the implant fixation (examples include: osteoporosis, acute cystic degeneration, acute osteopenia, bone tumor, etc…)
- Use of steroid derivatives, chemotherapy,… etc.
- Drug and/or alcohol and/or smoke addiction and/or abuse
- Obesity
- Compromised wound healing
- Vascular disorder
- A patient unwilling or unable to comply with postoperative instructions

Complications may include but are not limited to:

- Pain, discomfort or abnormal sensations due to presence of the implant
- Bending, loosening and/or breakage
- Migration of the implant position
- Bone loss due to stress shielding
- Deformation recurrence, loss of correction
- Delayed union or pseudarthrosis
- Infections, hematoma, allergy, thrombosis,
- Tendon rupture, including late rupture,
- Tendon irritation/injuries,
- Heterotopic ossification,
- Compartment syndrome,
- Nerve irritation/injuries.

5. Use of the implant

Knowledge of surgical techniques, proper reduction, selection and placement of implants, and post-operative patient management are considerations essential to a successful outcome. Criteria for patient selection are the responsibility of the surgeon. Each surgeon must evaluate the appropriateness of the procedure and instruments used during the procedure based on his or her own training and experience.

5.1. Preoperative

Read carefully the Surgical Technique.

Only the instruments designed and manufactured by In2Bones should be used in combination with the implants.

Prepare all implants and instruments immediately for the surgical procedure. Do not attempt a surgical

procedure with non-functional, broken, suspect or damage instrument.

-The sterility is guaranteed as long as the packing has not been damaged and before the end of the sterility validity.

-The size and number of implants should be assessed based on the preoperative X-rays.

-After measurements, some implants from each adequate size should be made available to have a sufficient inventory for the surgery.

-An additional implant from each size should be made available to replace any implant that might be accidentally contaminated during the surgery.

-Before the first surgery, the surgeon and assistants should manipulate the instruments to familiarize themselves with the material.

5.2. Peroperative

-The surgery should be performed by a surgeon with adequate background in orthopaedics and with respect to the different steps described in the Surgical Technique.

-Implants should be handled with care to avoid any scratch (risk of incipient break).

-Under no circumstances should the implant be modified.

-Alternate fixation methods should be available intraoperatively.

-Opening of the instruments set must be done according to aseptic condition.

-Check packaging and labeling integrity before use.

-Do not use any implant for which the packaging has been opened or damaged outside the operating theatre. Inner packaging should be handled under sterile conditions (persons/instruments).

-Use an X-ray reader screen to verify the implants positioning.

-In order to prevent tendon rupture, the NEOFIEW® Plate should be positioned proximal to the watershed line.

-The NEOFIEW plate shall be fixed with the NEO Locking (L) screws preferentially, and with a maximum of two (2) NEO Non-Locking screws on the whole construct.

-Acute or chronic inflammations, whether local or systemic,

- active infections,

- sensitivity/allergies to the implant materials (cf paragraph 1).

4. Warnings and precautions

Physician must determine if implant is appropriate for patients who have any of the following conditions:

- Lacks good general physical condition
- Bone pathologies that may compromise the rigidity of the implant fixation (examples include: osteoporosis, acute cystic degeneration, acute osteopenia, bone tumor, etc…)
- Use of steroid derivatives, chemotherapy,… etc.
- Drug and/or alcohol and/or smoke addiction and/or abuse
- Obesity
- Compromised wound healing
- Vascular disorder
- A patient unwilling or unable to comply with postoperative instructions

Complications may include but are not limited to:

- Pain, discomfort or abnormal sensations due to presence of the implant
- Bending, loosening and/or breakage
- Migration of the implant position
- Bone loss due to stress shielding
- Deformation recurrence, loss of correction
- Delayed union or pseudarthrosis
- Infections, hematoma, allergy, thrombosis,
- Tendon rupture, including late rupture,
- Tendon irritation/injuries,
- Heterotopic ossification,
- Compartment syndrome,
- Nerve irritation/injuries.

5. Use of the implant

Knowledge of surgical techniques, proper reduction, selection and placement of implants, and post-operative patient management are considerations essential to a successful outcome. Criteria for patient selection are the responsibility of the surgeon. Each surgeon must evaluate the appropriateness of the procedure and instruments used during the procedure based on his or her own training and experience.

5.1. Preoperative

Read carefully the Surgical Technique.

Only the instruments designed and manufactured by In2Bones should be used in combination with the implants.

Prepare all implants and instruments immediately for the surgical procedure. Do not attempt a surgical

removal should be followed by careful postoperative management to avoid re-fractures. If the patient is older and has a low activity level, the surgeon may elect not to remove the implant in order to eliminate the risks of another surgery.

7. Storage

Store in dry place.

8. MRI/SCANNER

The patient should be asked to systematically mention that he/she was implanted with a surgical implant.

The NEOFIEW implant has not been evaluated for safety and compatibility with the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment. The safety of the NEOFIEW implant in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device may result in patient injury.

9. Information on the products / Responsibility:

In2Bones has taken reasonable precautions in the selection of materials and in the manufacture of these products. However, In2Bones excludes any legal guarantee, whether express or implicit, including but not limited to, any implicit guarantee of the marketable quality or suitability for a specific use. In2Bones cannot under any circumstances be held responsible for any loss, damage or related costs or incidents, directly or indirectly linked to the use of this product.

In2Bones does not assume, and does not authorize any third party to assume on its behalf, any other responsibilities relating to these products.

The intention of In2Bones is that this device should be used only by doctors having received appropriate training in techniques of orthopaedic surgery for its use.

CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale and use by, or on the order of a physician.

INFORMATION
Should any information regarding the products or their uses be required, please contact the representative distributor or distributor or directly contact the manufacturer.
Last revision: 10/2022

FRANÇAIS INSTRUCTIONS – NEOFIEW® IMPLANTS STERILES POUR LA CHIRURGIE DE LA MAIN - USAGE UNIQUE

Ce produit doit être manipulé et / ou implanté par des personnes FORMÉES, QUALIFIÉES et AYANT PRIS CONNAISSANCE de la présente NOTICE.

1. Description des dispositifs médicaux

Système de plaques et vis pour le radius distal. Implants existant en différents tailles.

Les plaques NEOFIEW® doivent être fixées avec les vis NEO. Les vis NEO existent en version verrouillées (Locking L) et non-verrouillées (Non-Locking NL).

La plaque NEOFIEW® doit être fixée préférentiellement avec des vis NEO verrouillées (Locking L), et avec au maximum deux (2) vis NEO non-verrouillées (Non-Locking NL) dans le montage complet.
Les plaques NEOFIEW® sont fabriquées en PEEK (Poly Ether Ether Ketone) selon la norme ASTM F2026. Un marqueur radio-opaque en tantale selon la norme ASTM F580 est intégré dans la plaque NEOFIEW® aux fins d'évaluation radiologique. La plaque NEOFIEW® est vendue pré-assemblée à un instrument à usage unique (bloc distal) dans son conditionnement.

Les vis NEO sont fabriquées en alliage de titane Ti-6Al-4V selon les normes ISO 5832-3 et ASTM F136.
Ces dispositifs médicaux sont vendus stériles.

Les éléments stérilisés par irradiation ont été exposés à un rayonnement gamma de 25kGy minimum.
Ces dispositifs médicaux ne contiennent pas de phthalates sauf indication contraire sur l'étiquette.

2. Indications

Les plaques NEOFIEW® sont indiquées pour la fixation de fractures intra et extra-articulaires du radius distal.

3. Contre-indications

L'implant ne doit pas être impliqué chez un patient qui a, ou a eu par le passé :

- des inflammations aiguës ou chroniques, locales ou systémiques,
- des infections actives,
- une sensibilité/allergie aux matériaux constituant l'implant (cf paragraphe 1).

4. Avertissements et précautions

Le praticien doit déterminer si l'implant est approprié pour les patients

qui présentent l'une des conditions suivantes :

- n'est pas en bonne condition physique générale,
- présente une pathologie osseuse risquant de compromettre la rigidité de la fixation du dispositif implanté (par exemple : ostéoporose, développement kystique aigüe, ostéonélie aigüe, tumeur osseuse, …, etc),
- dépendance ou abus face à la drogue et/ou l'alcool et/ou le tabac,
- obésité,
- difficulté de cicatrisation,
- troubles vasculaires,

- patient ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se conformer aux instructions postopératoires.

Complications non limitatives qui peuvent apparaître :

- douleurs, sensations inconfortables ou anormales liées à la présence de l'implant,
- fêchissement, descellement, et/ ou rupture du matériel,
- migration de la position de l'implant,
- perte osseuse liée au stress shielding,
- récurrence de la déformation, perte de correction,
- Retard de consolidation osseuse ou pseudarthrose,
- infections, hématomes, allergies, thromboses,
- rupture tendineuse, y compris tardive,

- Irritation / lésions de tendon,
- Ossification hétérotopique,
- Syndrome des loges (compartmental),
- Irritation / lésions de nerf.

5. Utilisation de l'implant

La connaissance des techniques opératoires, la réduction osseuse appropriée, la sélection et le placement de l'implant et la gestion post-opératoire du patient sont les conditions essentielles pour un résultat satisfaisant. Les critères de sélection du patient sont de la responsabilité du chirurgien. Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence de la procédure et des instruments utilisés pendant l'intervention en tenant compte de sa formation et de son expérience.

5.1. En pré-opératoire

- Lire attentivement la technique opératoire.

- Seuls les instruments de pose, étudiés et fournis par In2Bones, doivent être utilisés en combinaison avec l'implant.

- Préparer l'ensemble des implants et des instruments nécessaires à l'intervention. Ne pas tenter une intervention chirurgicale avec un instrument non fonctionnel, cassé, suspect ou défectueux.

- La stérilisation est garantie tant que le conditionnement n'est pas endommagé ou ouvert et avant la date de péremption.

- Apprécier la taille et le nombre d'implants à poser lors de l'étude du cliché radiologique post-opératoire.

- Prévoir, après la prise de mesure, des implants dans les différentes tailles envisagées afin de disposer d'un choix suffisant pendant l'opération.

- Prévoir toujours un implant en plus dans chaque des tailles requises afin de pouvoir le remplacer en cas de contamination accidentelle lors de l'intervention.

- Avant une première implantation, il est recommandé au chirurgien et à ses assistants en salle d'opération de manipuler les instruments afin de se familiariser avec le matériel.

5.2. En per-opératoire

- L'opération doit être réalisée par un praticien ayant acquis la formation nécessaire en chirurgie orthopédique et en respectant les différents temps décrits dans la technique opératoire.

- Manipuler les implants avec précaution afin d'éviter toute rayure profonde (risque d'amorce de rupture).

- En aucune circonstance le dispositif ne doit être retouché.

- Une méthode alternative de fixation doit être disponible en cours d'intervention.

- L'ouverture de la boîte d'instruments doit être réalisée suivant les conditions aseptiques.

- Contrôler l'intégrité de l'emballage et de l'étiquetage avant son ouverture.

- Ne pas utiliser de dispositif médical pour lequel le conditionnement a été ouvert ou détérioré à l'extérieur du bloc opératoire. Le conditionnement intérieur doit être manipulé sous conditions stériles (personnes / instruments).

- Utiliser l'amplificateur de brillance pour vérifier le positionnement des implants.

- Afin de diminuer les risques de rupture tendineuse, la plaque NEOFIEW® doit être positionnée proximale par rapport à la watershed line.

- La plaque NEOFIEW® doit être fixée

préférentiellement avec des NEO verrouillées (Locking L) et avec au maximum deux (2) vis NEO non-verrouillées (Non-Locking NL) dans le montage complet.

5.3. En post-opératoire

- Le patient doit être informé qu'une seconde intervention, de moindre importance, peut être nécessaire pour l'ablation du matériel.

- Des examens radiologiques doivent être pratiqués régulièrement afin de vérifier l'évolution postopératoire et de surveiller ainsi d'éventuelles complications.

- Il convient de donner au patient des instructions détaillées concernant l'utilisation et les limitations du dispositif. Si une mise en charge partielle est recommandée ou requise avant l'obtention d'une consolidation osseuse complète,

il convient de l'expliquer au patient, un descellement ou une rupture de ces composants sont des complications qui peuvent se produire suite à une mise en charge excessive ou précoce ou à une activité musculaire excessive. Le suivi et la prise en charge postopératoires doivent être structurés pour éviter toute mise en charge de l'extrémité opérée tant que la stabilité n'est pas établie.

- Le patient doit être encouragé à informer son chirurgien de tout changement inhabituel de l'extrémité opérée. Si un descellement de l'implant est suspecté (douleur particulière et évolution progressive des radiographies), un programme intensifié de visites et de contrôles est préconisé, et de nouvelles mises en garde et instructions peuvent être communiquées au patient concernant de nouvelles restrictions d'activité.

- Le patient doit être encouragé à recevoir des soins rapides en cas d'infection au niveau du membre opéré ou n'importe où ailleurs sur le corps.

5.4. Ré-utilisation / re-stérilisation

Les produits destinés à un usage unique ne peuvent pas être réutilisés (cf symboles). La réutilisation de dispositifs à usage unique peut compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou entraîner sa défaillance, ce qui peut provoquer une lésion, une maladie ou des décès du patient. En outre, la réutilisation peut entraîner des risques de contamination d'un patient à un autre ou de l'utilisateur. Tout implant souillé par du sang, des tissus et/ou des substances ou liquides corporels ne peut jamais être réutilisé. Il doit être éliminé conformément au protocole de l'hôpital. Même si le produit n'est pas endommagé un implant peut présenter des défauts ou dommages susceptibles d'entraîner une fatigue du matériau.

La société décline toute responsabilité pour une telle réutilisation.
La re-stérilisation des dispositifs vendus stériles est interdite.

6. Retrait de l'implant après consolidation

Chez les patients jeunes et actifs en particulier, les implants peuvent se desceller, se fracturer, migrer, augmenter le risque d'infection, être douloureux ou dévier les contraintes, même après une consolidation normale.

Une rupture tendineuse tardive peut également survenir ; pour l'éviter, il y a un risque de rétraction tout signe d'un des tendons ou de proéminence de la plaque ou des vis. Le chirurgien doit tenir compte des risques et bénéfices lorsqu'il décide de retirer un implant. Le retrait d'un implant doit donner lieu à une prise en charge postopératoire soigneuse pour éviter le risque de fracture répétée. Si le patient est plus âgé et n'est pas très actif, le chirurgien peut décider de ne pas retirer l'implant afin d'éliminer le risque d'une ré-opération.

7. Stockage

Stocker les implants dans un endroit sec.

8. IRM/SCANNER

Demander au patient de prévenir systématiquement qu'il est porteur d'un implant chirurgical.

La compatibilité et la sûreté du (des) dispositif(s) médical (médicaux) n'ont pas été évaluées dans un environnement de résonance magnétique.

L'éventualité d'effaçchement ou de migration du (des) dispositif(s) médical (médicau) n'a pas été testée dans un environnement de résonance magnétique.

9. Renseignements sur les produits / Responsabilité

In2Bones a pris des précautions raisonnables lors de la sélection des matériaux et de la fabrication de ces produits. In2Bones exclut cependant toute garantie légale, expresse ou implicite, y compris et de manière non limitative, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. In2Bones ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte, dommage ou frais ac-

cessoires ou incidents, directement ou indirectement liés à l'utilisation de ce produit.

In2Bones n'assume pas, et n'autorise aucun tiers à assumer en son nom, d'autres responsabilités en rapport avec ces produits.

Anyones veut que ce dispositif soit utilisé uniquement par des médecins ayant reçu une formation adéquate aux techniques de chirurgie orthopédique pour son utilisation.

INFORMATION

Pour toutes informations concernant le produit ou son utilisation, vous pouvez contacter le fabricant directement, le représentant ou le distributeur.

Année d'apposition du marquage CE: 2014

Date de dernière révision : 10/2022

DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERWENDUNG – NEOFIEW® STERILER IMPLANTATE FÜR DIE HANDCHIRURGIE EINMALPRODUKTE

Dieses Produkt muss von GUT AUSGEBILDETEM, QUALIFIZIERTEM PERSONAL, DIE DIESE ANWENDUNGSRICHTLINIEN KENNEN, gehandhabt und/oder implantiert werden.

1. Beschreibung des Medizinproduktes

Platten-Schrauben-System für den distalen Radius. Implantate in verschiedenen Größen lieferbar. Die NEOFIEW® Platten müssen mit den speziellen NEO-Schrauben befestigt werden.

Die NEO-Schrauben sind in einer verriegelbaren (L Locking) und einer nicht verriegelbaren (NL Non-Locking) Version erhältlich.

Die NEOFIEW® Platte wird vorzugsweise mit den verriegelbaren NEO Schrauben (L) und maximal zwei (2) nicht verriegelbaren NEO Schrauben (NL) in dem gesamten Konstrukt befestigt.

Die NEOFIEW® Platten werden entsprechend der Norm ASTM F2026 aus PEEK (Polyetheretherketon) gefertigt. Ein röntgengichter Marker aus Tantal ist gemäß der Norm ASTM F560 zur radiologischen Bewertung in das PEEK-Implantat integriert.

Die NEOFIEW® Platte wird röntgengicht markiert mit einem Einweginstrument (distaler Block) in der Verpackung verkauft. Die NEO-Schrauben werden entsprechend der Norm ISO 5832-3 und ASTM F136 aus Titanlegierung Ti-6Al-4V gefertigt. Diese Medizinprodukte werden steril verkauft.

Die durch Strahlungen sterilisierten Elemente wurden mindestens einer 25 kGy Gamma-Bestrahlung ausgesetzt. Sofern nicht anders auf dem Etikett vermerkt, enthalten diese Geräte keine Weichmacher (Phtalate).

2. Indikationen

Das NEOFIEW® Plattensystem ist für die Fixation von intra-artikulären und extraartikulären Frakturen des distalen Radius bestimmt.

Chez les patients jeunes et actifs en particulier, les implants peuvent se desceller, se fracturer, migrer, augmenter le risque d'infection, être douloureux ou dévier les contraintes, même après une consolidation normale.

Une rupture tendineuse tardive peut également survenir ; pour l'éviter, il y a un risque de rétraction tout signe d'un des tendons ou de proéminence de la plaque ou des vis. Le chirurgien doit tenir compte des risques et bénéfices lorsqu'il décide de retirer un implant. Le retrait d'un implant doit donner lieu à une prise en charge postopératoire soigneuse pour éviter le risque de fracture répétée. Si le patient est plus âgé et n'est pas très actif, le chirurgien peut décider de ne pas retirer l'implant afin d'éliminer le risque d'une ré-opération.

- Prévoir toujours un implant en plus dans chaque des tailles requises afin de pouvoir le remplacer en cas de contamination accidentelle lors de l'intervention.

- Avant une première implantation, il est recommandé au chirurgien et à ses assistants en salle d'opération de manipuler les instruments afin de se familiariser avec le matériel.

- Contrôler l'intégrité de l'emballage et de l'étiquetage avant son ouverture.

- Ne pas utiliser de dispositif médical pour lequel le conditionnement a été ouvert ou détérioré à l'extérieur du bloc opératoire. Le conditionnement intérieur doit être manipulé sous conditions stériles (personnes / instruments).

- Utiliser l'amplificateur de brillance pour vérifier le positionnement des implants.

- Afin de diminuer les risques de rupture tendineuse, la plaque NEOFIEW® doit être positionnée proximale par rapport à la watershed line.

- La plaque NEOFIEW® doit être fixée

préférentiellement avec des NEO verrouillées (Locking L) et avec au maximum deux (2) vis NEO non-verrouillées (Non-Locking NL) dans le montage complet.

Des examens radiologiques doivent être pratiqués régulièrement afin de vérifier l'évolution postopératoire et de surveiller ainsi d'éventuelles complications.

- Il convient de donner au patient des instructions détaillées concernant l'utilisation et les limitations du dispositif. Si une mise en charge partielle est recommandée ou requise avant l'obtention d'une consolidation osseuse complète,

il convient de l'expliquer au patient, un descellement ou une rupture de ces composants sont des complications qui peuvent se produire suite à une mise en charge excessive ou précoce ou à une activité musculaire excessive. Le suivi et la prise en charge postopératoires doivent être structurés pour éviter toute mise en charge de l'extrémité opérée tant que la stabilité n'est pas établie.

- Le patient doit être encouragé à informer son chirurgien de tout changement inhabituel de l'extrémité opérée. Si un descellement de l'implant est suspecté (douleur particulière et évolution progressive des radiographies), un programme intensifié de visites et de contrôles est préconisé, et de nouvelles mises en garde et instructions peuvent être communiquées au patient concernant de nouvelles restrictions d'activité.

- Le patient doit être encouragé à recevoir des soins rapides en cas d'infection au niveau du membre opéré ou n'importe où ailleurs sur le corps.

CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale and use by, or on the order of a physician.
INFORMATION
Should any information regarding the products or their uses be required, please contact the representative distributor or distributor or directly contact the manufacturer.
Last revision: 10/2022

NEUFIER® - GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERWENDUNG – NEOFIEW® STERILER IMPLANTATE FÜR DIE HANDCHIRURGIE EINMALPRODUKTE

Dieses Produkt muss von GUT AUSGEBILDETEM, QUALIFIZIERTEM PERSONAL, DIE DIESE ANWENDUNGSRICHTLINIEN KENNEN, gehandhabt und/oder implantiert werden.

Pseudothrose

- Infektionen ; Hämatome ; Allergien ; Thrombosen

- Sehnenriss, auch später

- Sehnenrennring-/verletzungen

- Heterotop Ossifikation

- Kompartmentsyndrom

- Nervenverletzung-/verletzungen

5. Anwendung des Produktes

Die Kenntnis der operativen Technik, eine angemessene Reposition des Knochens, die Reduktion sowie die Positionierung des Implantates und die postoperative Verwaltung des Patienten sind die Grundlage für ein befriedigendes Ergebnis.

Die Kriterien der Patientenauswahl stehen unter der Verantwortung des Chirurgen.

Jeder Chirurg hat die Richtigkeit des Verfahrens und der während dem Eingriff benutz

Het opnieuw steriliseren van de verkochte, stieriele instrumenten is verboden.

- Er wordt aan de chirurg en zijn assistenten in de operatiezaal aanbevolen, voor een eerste implantatie, de hulpmiddelen te manipuleren teneinde zich vertrouwd te maken met het materiaal.

5.2. Intraoperatief

- De operatie dient te worden uitgevoerd door een specialist met de noodzakelijke opleiding in orthopedische chirurgie en die de tijden respectieetoels beschreven in de operatietechnieken.

- In2Bones garandeert de kwaliteit van de hierboven omschreven implantaten indien ze samen worden gebruikt, en niet in combinatie met implantaten van andere fabrikanten.

- De implantaten zorgvuldig behandelen teneinde een diepe kras te vermijden (risiconseignit tot breuk).

- Het implantaat mag nooit worden bijgewerkt.

- Een alternatieve fixatiemethode moet beschikbaar zijn gedurende de operatie.

- Het openmaken van de instrumentenkist moet worden uitgevoerd volgens de aseptische voorwaarden.

- Controleer de volledige verpakking en de etiketten voor het openmaken. Geen producten gebruiken waarvan de verpakking is opengemaakt of beschadigd buiten de operatiekamer. De interne verpakking moet worden aanterd onder steriele voorwaarden (personen / instrumenten).

- Gebruik de beeldversterker om de plaatsing van de implantaten te controleren.

- Om de risico's op tendineuze breuk te verlagen, dient de NEOVIEW® proximaal ten opzichte van de watershed line te worden gepositioneerd.

- De NEOVIEW® plaat moet bij een volledige montage bil veerkruk worden gefixeerd met vergedelde NEO schroeven (Locking L) en met maximum twee (2) niet-vergedelde NEO schroeven (Non-Locking NL).

5.3. Postoperatief

- De patiënt dient ervan op de hoogte te worden gesteld dat een tweede, minder ingrijpende, interventie kan nodig zijn voor het verwijderen van het materiaal.

- Radiologisch onderzoek dient regelmatig te worden uitgevoerd teneinde de postoperatieve evolutie te controleren en op die manier mogelijke complicaties te voorkomen.

- De patiënt moet gedetailleerde instructies over het gebruik en de beperkingen van het hulpmiddel ontvangen. Als gedeeltelijke gewichtsbelasting vóór het verkrijen van een goede botfusie wordt aanbevolen, moet de patiënt over worden gewezen dat verbuiging, lossor komen en breken van de componenten complicaties zijn die kunnen ontstaan door overmatige of voortijdige gewichtsbelasting of overmatige spieractiviteit.De postoperatieve zorg in kintherapie / fysiotherapie moet dusdanig worden georganiseerd dat, zolang er geen sprake is van stabiliteit, belasting van het geopeerde lidmaat wordt voorkomen.

- De patiënt moet worden aangemoedigd om de chirurg te informeren over elke opgevarende verandering in het geopeerde lidmaat. Indien er aanvankelijk zijn voor loslating van het implantaat (specifieke pijn en progressieve veranderingen bij radiografisch onderzoek), is het raadzaam om over te gaan tot een intensiever follow-up programma. Daarnaast kan het aangewezen zijn om nieuwe waarschuwingen en instructies m.b.t. beperking van activiteit aan de patiënt te geven.

- De patiënt dient te worden aangemoedigd om snel medische zorg te zoeken in het geval van infectie aan het geopeerde lidmaat of om het even waar in het lichaam.

- De patiënt moet worden aangemoedigd om een intensiever follow-up programma. Daarnaast kan het aangewezen zijn om nieuwe waarschuwingen en instructies m.b.t. beperking van activiteit aan de patiënt te geven.

- De patiënt dient te worden aangemoedigd om snel medische zorg te zoeken in het geval van infectie aan het geopeerde lidmaat of om het even waar in het lichaam.

5.4. Hergebruik / Hernieuwde sterilisatie
Producten bestemd voor eenmalig gebruik mogen niet hergebruikt worden (vgl. symbolen). Het hergebruiken van voorzoningen voor eenmalig gebruik kan de structurele intactheid van de voorzining aantasten en/of tot defecten leiden. Dit kan een letsel, ziekte of het overlijden van de patiënt veroorzaken. Hergebruiken houdt een risico in op besmetting van een patiënt of een andere gebruiker.
Elk implantaat dat verontreinigd is met bloed, weefsels en/of lichaamsstoffen of –voelestoffen mag nooit hergebruikt worden. Het moet volgens het ziekenhuisprotocol weggegooid worden. Zelfs indien een implantaat niet beschadigd lijkt te zijn, kan het fouten of schade veroorzaken die tot materiaalvervalsheid kunnen leiden.
Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid voor een dergelijk hergebruik van de hand.

latos, salvo indicación contrária na etiqueta.

2. Indicações

O sistema de placas NEOVIEW® destina-se à fixação de fracturas intra ou extra articulares da porção distal do rádio.

3. Contra-indicações:

O implante não deve ser utilizado em pacientes que sofram habitualmente, ou que já tenham historial de:

- inflamações sistémicas, agudas ou crónicas,
- infecções activas
- Sensibilidade/alerqia ao(s) material(is) que compõem o implante (ver parágrafo 1).

4. Avisos e precauções

O médico deve determinar se o implante é adequado para os pacientes que apresentam uma das seguintes condições:

- Não tenha uma boa condição física generalizada
- Apresenta uma patologia óssea que corre o risco de comprometer a rigidez da fixação do dispositivo implantado (por exemplo: osteoporose, desenvolvimento quístico agudo, osteopenia aguda, tumor ósseo, etc.)
- Dependência ou utilização em excesso de drogas e/ou álcool e/ou tabaco;
- Obesidade

- Dificuldades no processo de cicatrização;

- problemas da vascularização

- Um paciente que não quer ou não é capaz de seguir as instruções do pós-operatório.

Entre as complicações que podem surgir, sem limitar a estas, incluem-se:

- Dores, sensações de desconforto ou anormais relacionadas com a presença do implante.
- Flexão, descolamento e/ou rotura do material
- Migração da posição do implante
- Perda óssea provocada pelo desgaste da protecção.
- Recorrência da deformação, perda da correcção
- Atraso na consolidação ou pseudartroses.
- Infecções; Hematomas; Alergias; Tromboses;
- Rotura de tendão, incluindo rotura tardia
- Irritação/lesão de tendões
- Ossificação heterotópica
- Síndrome compartimental
- Irritação/lesão de nervos

5. Utilização dos produtos

O conhecimento das técnicas operatórias, uma adequada redução da fractura óssea, a selecção e a colocação do implante e a gestão do pós-operatório são condições essenciais para a obtenção de resultados satisfatórios. Os critérios de selecção do paciente são da responsabilidade do cirurgião. Cada cirurgião deve avaliar a pertinência do procedimento e dos instrumentos utilizados durante a intervenção tendo em conta a sua formação e a sua experiência.

5.1. Pré-operatório

- Ler atentamente a técnica operatória.
- Apenas os auxiliares de implantação concebidos e fornecidos por In2Bones deverão ser utilizados em combinação com o implante.
- Preparar todos os implantes e auxiliares necessários à intervenção.

Não tentar efetuar uma intervenção cirúrgica com um instrumento não final, partido, suspeito ou defeituoso.

- A esterilização está garantida desde que o contendor não se encontre danificado nem aberto e desde que a utilização do produto seja realizada antes da data de expiração do prazo de validade.
- Avaliar o tamanho e o número de implantes a colocar no exame radiológico pré-operatório.

- Após a determinação das necessidades, prever implantes nos diferentes tamanhos previstos, de modo a dispor de uma escolha suficiente.

- Prever sempre um implante a mais em cada um dos tamanhos necessários, de maneira a poder substituí-lo em caso de contaminação acidental durante a intervenção.

- Antes de um primeiro implante, recomenda-se ao cirurgião e aos seus assistentes no bloco operatório que manipulem os auxiliares a fim de se familiarizarem com o material.

Os parafusos NEO existem nas opções distal do rádio. Os implantes não são disponíveis em diversos tamanhos. As Placas NEOVIEW® têm que ser fixadas com os parafusos NEO.

As parafusos NEO existem nas opções distal do rádio (Locking L) e não-bloqueio (NL Non-Locking).

A placa NEOVIEW® deve ser preferencialmente fixada com os parafusos NEO de bloqueio (L) e com um máximo de dois (2) parafusos NEO de não-bloqueio (NL) na totalidade da construção.

As placas NEOVIEW® são feitas de PEEK (poliéter éter cetona), de acordo com a norma ASTM F2026. As placas em PEEK, foram incorporados marcadores radiopacos em tântalo para efeitos de avaliação radiológica, de acordo com a norma ASTM F560, A placa NEOVIEW® é vendida previamente montada com um instrumento de uso único (bloco distal) na sua embalagem.

Os parafusos NEO são feitos de liga de titânio, de acordo com as normas ISO 5832-3 e ASTM F136. Estes dispositivos médicos são vendidos sob o nome de

platos descriptos acima se estes forem utilizados em conjunto e não em combinação com outros implantes provenientes de outros fabricantes.

- Manipular os implantes com precaução, a fim de evitar rachas profundas (risco de princípio de ruptura).

- O implante não deve ser rotocado em circunstância alguma.

- Deve estar disponível um método alternativo de fixação durante a intervenção.

- abertura da caixa de instrumentos cirúrgicos deve ser realizada em condições de assepsia.
- Controle a integridade da embalagem e da etiquetagem antes da sua abertura. Não utilizar nenhum produto cujo contendor tenha sido aberto ou danificado no exterior do bloco
- operatório. A embalagem interna deve ser manipulada em condições de assepsia (pessoas / instrumentos).
- Utilizar o amplificador de luminância para verificar o posicionamento dos implantes.
- A fim de evitar a rotura do tendão, a Placa NEOVIEW® deve ser posicionada proximal à linha "watershed".
- A placa NEOVIEW® deve ser preferencialmente fixada com os parafusos NEO de bloqeuio (L) e com um máximo de dois (2) parafusos NEO de não-bloqueio (NL) na totalidade da construção.

5.3. Pós-operatório

- O do do paciente deve ser avisado de que pode ser necessário um segundo procedimento cirúrgico, menos importante, para remoção dos implantes.
- Exames radiológicos devem ser realizados regularmente para verificar a evolução pós-operatória e prevenir assim eventuais complicações.

- Devem ser fornecidas ao paciente instruções detalhadas relativas à utilização e às limitações do dispositivo. Se for recomendada ou exigida a carga parcial antes de se atingir a consolidação óssea sólida, o paciente deve ser alertado para o facto de que a flexão, aroxiamento ou fratura dos componentes são complicações que podem ocorrer como resultado de uma carga excessiva ou precoce ou de uma atividade muscular excessiva. O acompanhamento e a colocação em carga pós-operatórios devem ser planificados para evitar qualquer colocação em carga da extremidade operada enquanto não for possível garantir uma estabilidade capaz.

- O paciente deve ser aconselhado a informar o seu cirurgião de quaisquer mudanças fora do comum que surjam na extremidade operada. Caso se suspeite de um afromamento do implante (dor peculiar e alterações progressivas registadas nas radiografias), preconiza-se a implementação de um programa intensivo de visitas e controlos, e pode ser necessário comunicar novos alertas junto do paciente e fornecer novas informações relativamente à necessidade de observação de novas restrições de actividade.

- O paciente deve ser aconselhado a obter rapidamente cuidados de saúde, caso detecte qualquer sinal de infeção no nível do membro operado ou seja em que parte do seu corpo.

5.4. Reutilização / Reesterilização
Os produtos que se destinam a utilização única não podem ser reutilizados (ver símbolos). A reutilização de dispositivos de utilização única pode comprometer a sua integridade estrutural e/ou determinar uma má prestação, o que pode dar origem a lesão, doença ou morte do paciente. A reutilização pode, ainda, acarretar risco de contaminação entre pacientes ou do utilizador. Implantes conspurcados com sangue, tecidos e/ou substâncias ou fluidos corporais não podem, em caso algum, ser utilizados.

Deverão ser eliminados de acordo rto protocolo hospitalar. Ainda que não aparente estar danificado, um implante pode apresentar defeitos ou danos susceptíveis de provocar a fadiga dos materiais.

A empresa declara toda e qualquer responsabilidade decorrente de tal reutilização.

6. Remoção do implante após a consolidação
Especialmente em doentes jovens e ativos, os implantes podem soltar-se, partir-se, migrar, aumentar o risco de infeção, causar dor ou diminuir a densidade óssea, mesmo após a consolidação normal. O tendão pode romper mais tarde, o que deve ser evitado monitorizando quaisquer sinais de irritação do tendão ou proeminência de placas ou parafusos. Ao decidir se remove ou não o implante, o cirurgião deve considerar os riscos e benefici-

os. A remoção do implante deve ser seguida de uma gestão pós-operatória cuidadosa a fim de evitar nova fratura. Se o doente é mais velho e tem um nível de atividade baixo, o cirurgião pode optar por não remover o implante a fim de eliminar os riscos de outra cirurgia.

7. Armazenamento:

Armazene os implantes em local seco.

8. IRM

O paciente deve ser aconselhado a referir sistematicamente que lhe foi colocado um implante cirúrgico. O(s) dispositivo(s) médicos não foi (ão) excluído(s) em termos de segurança e compatibilidade no contexto da ressonância magnética. O(s) dispositivo(s) médicos não foi (ão) formal) avaliado(s) em termos de aquecimento ou migração no contexto da ressonância magnética.

9. Informação sobre os produtos / Responsabilidade

A In2Bones tomou as precauções razoáveis em termos de selecção dos materiais e fabrico dos produtos. A In2Bones não garante, portanto, todas as garantias legais, expressas ou implícitas, inclui, de forma não limitativa, todas as garantias implícitas de qualidade comercial ou adequação a uma determinada utilização. A In2Bones não pode, de forma alguma, ser responsabilizada por qualquer perda, dano ou exclusão adicional ou incidente, directa ou indirectamente ligados à utilização deste produto.

A In2Bones não assume, nem não autoriza qualquer terceiro a assumir em seu nome, outras responsabilidades relacionadas com estes produtos. A In2Bones pretende que este dispositivo seja utilizado exclusivamente por médicos que tenham tido formação adequada nas técnicas de cirurgia ortopédica necessárias à sua utilização.

INFORMAÇÃO
Para todas as informações referentes ao produto ou à sua utilização, podem contactar-se o representante, o distribuidor ou o fabricante directamente. Data da última revisão: 10/2022

INFORMAÇÃO
Para todas as informações referentes ao produto ou à sua utilização, podem contactar-se o representante, o distribuidor ou o fabricante directamente. Data da última revisão: 10/2022

ESPANOL

INSTRUCIONES DE EMPLEO – NEOVIEW®

IMPLANTES ESTERILIZADOS PARA CIRUGÍA DE LA MANO NO REUTILIZABLES

Este producto debe ser manipulado y/o implantado por personas FORMADAS, CUALIFICADAS y CON CONOCIMIENTO de las presentes INSTRUCCIONES.

1. Descripción de los dispositivos médicos

Sistema de placas y tornillos para el radio distal. Implantes disponibles en distintos tamaños. Las placas NEOVIEW® deben fijarse con los tornillos NEO. Los tornillos NEO existen en dos versiones: con bloqueio (Locking L) y sin bloqueio (Non-Locking NL). Los NEOVIEW® debe fijarse preferentemente con tornillos NEO con bloqueio (Locking L), y con dos (2) tornillos NEO sin bloqueio (Non-Locking NL) como máximo en todo el montaje.

Las placas NEOVIEW® se fabrican con PEEK (poliéter éter cetona) conforme a la norma ASTM F2026. Las placas de PEEK incluyen marcadores radiopacos de tántalo según la normativa ASTM F-560 para evaluación radiológica. La placa NEOVIEW® se vende preensablada con un instrumento de uso único (bloque distal) en su envase.

Los tornillos NEO se fabrican con aleación de titanio Ti-6Al-4V conforme a las normas ISO 5832-3 y ASTM F136.

- Manipule los implantes con precaución para evitar el rayado profundo (riesgo de principio de rotura).

- El dispositivo no debe ser rotocado bajo circunstancia alguna.

- Durante la intervención debe encontrarse disponible un método alternativo de fijación.

- La apertura de la caja de instrumentos debe realizarse según condiciones asepticas.

- Controlar la integridad del embalaje y de las etiquetas antes de abrirlo. No utilizar el producto si el contenido no tiene su sello intacto o deteriorado fuera del bloque operatorio. El embalaje interno debe ser manipulado en condiciones estériles (personas/instrumentos).

- Utilizar el amplificador de brillo para comprobar el posicionamiento de los implantes.

- Para reducir el riesgo de romper el tendón, la placa NEOVIEW® debe colocarse cerca de la línea divisoria.

- La placa NEOVIEW® debe fijarse preferentemente con tornillos NEO con bloqueio (Locking L), y con dos (2) tornillos NEO sin bloqueio (Non-Locking NL) como máximo en todo el montaje.

2. Indicaciones

El sistema de placa NEOVIEW® está indicado para la fijación de fracturas intraarticulares y extraarticulares del radio distal.

3. Contraindicaciones

El implante no debe utilizarse en pacientes que sufran actualmente o en cuyo historial médico figuren:

- inflamaciones sistémicas agudas o crónicas,
- infecciones activas
- Sensibilidad/alerqia a los metales/ polímeros del implante (véase el párrafo 1).

4. Advertencias y Precauciones

El médico tratante debe determinar si el implante es apropiado para pacientes que presentan una de

las condiciones siguientes:

- no disfrute de un buen estado general de salud
- patologias óseas con riesgo de comprometer la solidez de la fijación del implante (por ejemplo : osteoporosis, evoluciones quísticas, una osteopenia aguda, tumores óseos,...etc)
- adicción y/o abuso de drogas y/o alcohol y/o tabaco
- obesidad
- cicatrización dificultosa de heridas
- trastornos de la vascularización
- pacientes que no deseen o no puedan seguir las instrucciones del postoperatorio

- El paciente debe recibir instrucciones detalladas sobre el uso y las limitaciones del producto. Si se recomienda o requiere el soporte parcial de pesos antes de una consolidación ósea firme, debe advertirse al paciente que la curvatura, alojamiento o rotura de los componentes son complicaciones que pueden ocurrir como consecuencia de soportar peso excesivo o presionar demasiado o de actividad muscular excesiva. El seguimiento y la toma a cargo postoperatoria deben ser estructurados para evitar cargas no extremadas operada mientras no se haya establecido su estabilidad.

- Se debe estimular al paciente para que informe al cirujano acerca de cualquier cambio poco habitual de la extremidad operada. Si se sospecha un empeoramiento del implante (dolor específico y evolución progresiva en las radiografías), se recomienda un programa intensificado de visitas y controles, y pueden comunicarse al paciente nuevas advertencias e instrucciones dentro o con nuevas restricciones a sus actividades.

- Debe estimularse al paciente para que reciba cuidados rápidos en caso de infección en el miembro operado o en cualquier otro lugar del cuerpo.

5.4. Reutilización / Reesterilización

Los productos destinados a un solo uso no pueden reutilizarse (ver símbolos). La reutilización de dispositivos de un solo uso puede poner en peligro la integridad estructural del dispositivo y/o provocar que no funcione bien, esto puede producir una lesión, una enfermedad o la defunción del paciente. Por otra parte, la reutilización representa un riesgo de contaminación de un paciente a otro o del usuario. Cualquier implante manchado de sangre, tejidos y/o substancias o fluidos corporales no podrá ser reutilizado en ningún momento. Deberá desecharse con arreglo al protocolo del hospital. Aun cuando no parezca deteriorado, un implante puede presentar defectos o daños que pueden provocar la fatiga de los materiales.

La empresa elude cualquier responsabilidad por este tipo de reutilización. La reesterilización está prohibido.

5.1. Fase preoperatoria

- Lea atentamente la técnica operaria.
- La caja con el implante sólo deben utilizarse los instrumentos auxiliares de implantación estudiados y suministrados por In2Bones
- Prepare todos los implantes e instrumentos auxiliares necesarios para la intervención. No intentar una intervención quirúrgica con un instrumental no funcional, roto, sospechoso o defectuoso.

La esterilización está garantizada siempre y cuando el embalaje no haya sido estropeado y artes de la fecha de vencimiento.

- Valore el tamaño y el número de implantes que va a colocar en la imagen radiológica preoperatoria. Después de tomar las medidas, disponga de implantes de los distintos tamaños previstos con el fin de tener opciones suficientes.

- Disponga siempre de un implante más de cada uno de los tamaños requeridos para poder sustituirlo en caso de contaminación accidental durante la intervención.

- Antes de la primera implantación, se recomienda al cirujano y a sus asistentes en el quirófano que manipulen los instrumentos auxiliares con el fin de familiarizarse con el material.

5.2. Fase intraoperatoria

- La operación debe ser realizada por un médico especialista que haya adquirido la formación necesaria en cirugía ortopédica y respetando los distintos tiempos descritos en la técnica operatoria.

- Manipule los implantes con precaución para evitar el rayado profundo (riesgo de principio de rotura).

- El dispositivo no debe ser rotocado bajo circunstancia alguna.

- Durante la intervención debe encontrarse disponible un método alternativo de fijación.

- La apertura de la caja de instrumentos debe realizarse según condiciones asepticas.

- Controlar la integridad del embalaje y de las etiquetas antes de abrirlo. No utilizar el producto si el contenido no tiene su sello intacto o deteriorado fuera del bloque operatorio. El embalaje interno debe ser manipulado en condiciones estériles (personas/instrumentos).

- Utilizar el amplificador de brillo para comprobar el posicionamiento de los implantes.

- Para reducir el riesgo de romper el tendón, la placa NEOVIEW® debe colocarse cerca de la línea divisoria.

- La placa NEOVIEW® debe fijarse preferentemente con tornillos NEO con bloqueio (Locking L), y con dos (2) tornillos NEO sin bloqueio (Non-Locking NL) como máximo en todo el montaje.

9. Datos sobre los productos / Responsabilidad

In2Bones ha adoptado precauciones razonables en el momento de la selección de los materiales y de la fabricación de estos productos. In2Bones excluye sin embargo cualquier garantía legal, explícita o implícita, y también, aunque de forma no exhaustiva, cualquier garantía implícita de calidad comercial o de adecuación a un uso particular. In2Bones no puede ser responsable en ningún caso de cualquier pérdida, daño o gastos accesorios o incidentes, relacionados directa o indirectamente con el uso de este producto. In2Bones no asume y no autoriza a ningún elemento ajeno a asumir, en su nombre, otras responsabilidades

en relación con estos productos. In2Bones desea que este dispositivo se utilice únicamente por médicos que hayan recibido una formación adecuada a las técnicas de cirugía ortopédica para su utilización.

INFORMACIÓN

Para cualquier información acerca del producto o de su utilización, puede ponerse en contacto con el representante, el distribuidor o directamente con el fabricante.

Fecha de la última revisión : 10/2022

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO – NEOVIEW®

DISPOSITIVI STERILI PER CHIRURGIA DELLA MANO MONOUSO

Questo prodotto deve essere manipolato / impiantato da persone FORMATE, QUALIFICATE e CHE ABBIANO PRESO VISIONE del presente FIOGILETTO ILLUSTRATIVO.

1. Descrizione delle apparecchiature medicali

Sistema di piacche e viti per il radio distale. Disponibile in diverse misure. Le piacche NEOVIEW® devono essere fissate con viti NEO.

Le viti NEO sono disponibili nella versione di bloccaggio (Locking-L) e di non bloccaggio (Non-Locking-NL). La piastra NEOVIEW® deve essere fissata preferibilmente con viti NEO di bloccaggio (Locking-L) e con al massimo due (2) viti NEO di non bloccaggio (Non-Locking-NL) nell'intera struttura. Le piacche NEOVIEW® sono fabbricate in PEEK (Polietiletercetone) conformemente alla norma ASTM F2026. Ai fini della valutazione radiologica, nella protesi in PEEK sono integrati dei marcatori radiopaci in tántalo conformemente alla norma ASTM F560. La piastra NEOVIEW® è venduta preassemblata con uno strumento ortopedico e nel rispetto dei diversi tempi descritti nella tecnica operatoria.

L'operazione deve essere realizzata da un medico formato in chirurgia ortopedica e nel rispetto dei diversi tempi descritti nella tecnica operatoria.

In2Bones garantisce le prestazioni delle protesi sopra descritte se utilizzate insieme e non in combinazione con protesi di diversa fabbricazione.

8. Indicazioni
Il sistema a piastra NEOVIEW® è indicato per la fissazione di fratture intraed extra-articolari del radio distale.

3. Controindicazioni

L'impianto non deve essere utilizzato in pazienti che presentano o hanno presentato in passato

- infiammazioni sistemiche acute o croniche;
- infezioni attive;
- sensibilità/allergia al(i) materiale(i) che costituiscono la protesi (cfr. paragrafo 1).

4. Avvertenze e precauzioni

Il medico deve determinare se l'impianto è appropriato per i pazienti che presentano una delle seguenti condizioni:

- non sono in buone condizioni fisiche generali;
- presenta una patologia ossea che rischia di compromettere la rigidità della fissazione del dispositivo impiantato (per es.: osteoporosi, elevato sviluppo di cisti, osteopenia grave, tumore osseo, ...ecc.)
- dipendenza o abuso di droghe e/o di alcol e/o di tabacco ;
- obesità
- difficoltà di cicatrizzazione;
- disturbi vascolari
- paziente non collaborativo o incapace di attenersi alle istruzioni postoperatorie.

Complicanze non limitative che possono sorgere :

- Dolori, sensazioni scomode o anormali correlate con la presenza dell'impianto.
- Piegamento, decentrazione, e/o rottura del materiale
- Migrazione dalla posizione dell'impianto
- Perdita ossea correlata con lo stress shielding
- Ricorrenza della deformazione, perdita di correzione
- Ritardo di consolidamento a pseudoartrosi
- Infezioni : Ematomi ; Allergie ; Trombosi
- Rottura tendinea, anche tardiva
- Irritazione/lesioni del tendine,
- Ossificazione eterotopica,
- Síndrome compartimentale,
- Irritazione/lesioni del nervo.

5. Utilizzo dei prodotti

La conoscenza delle tecniche operatorie, la riduzione ossea appropria-

ta, la selezione e il posizionamento dell'impianto e la gestione post-operatoria del paziente sono le condizioni essenziali per un risultato soddisfacente.

I criteri di selezione del paziente sono responsabilità del chirurgo.

Ogni chirurgo deve valutare la pertinenza della procedura e degli strumenti usati durante l'intervento tenendo conto della sua formazione e della sua esperienza.

5.1. Condizioni preoperatorie

- Leggere attentamente la tecnica operatoria.

- In combinazione con l'impianto possono essere utilizzati esclusivamente i materiali di posa ausiliari studiati e forniti da In2Bones.

- Preparare tutti gli impianti e i materiali ausiliari necessari per il lavoro. Non tentare di effettuare un intervento chirurgico con strumento non adatto, danneggiato, sospetto o difetoso.

- La sterilizzazione è garantita se la confezione non è danneggiata o aperta e prima della data di scadenza.

- Valutare le dimensioni e il numero degli impianti da posizionare sulla lastra radiologica preoperatoria.

- Dopo la presa della misura, predisporre impianti delle diverse dimensioni previste al fine di disporre di una scelta sufficiente.

- Prevedere sempre un impianto in più per ciascuna delle dimensioni richieste per l'eventuale sostituzione in caso di contaminazione accidentale durante l'intervento.

- Prima del primo impianto, si raccomanda al chirurgo e ai relativi assistenti in sala operatoria di manipolare i materiali ausiliari al fine di acquisire familiarità con gli stessi.

5.2. Condizioni intraoperatorie

L'operazione deve essere realizzata da un medico formato in chirurgia ortopedica e nel rispetto dei diversi tempi descritti nella tecnica operatoria.

In2Bones garantisce le prestazioni delle protesi sopra descritte se utilizzate insieme e non in combinazione con protesi di diversa fabbricazione.

8. IRM
Raccomandare al paziente di comunicare in tutte le circostanze che porta una protesi.

Non sono state testate la sicurezza e compatibilità dei dispositivi medici in ambiente RM.

Non sono stati testati il riscaldamento e la migrazione dei dispositivi medici in ambiente RM.


9. Informazioni sui prodotti / Responsabilità
In2Bones ha preso le precauzioni necessarie al momento della selezione dei materiali e della fabbricazione di questi prodotti. Tuttavia, In2Bones esclude qualsivoglia garanzia legale, espressa o implicita, inclusa e in maniera non limitativa, qualsivoglia garanzia implicita di commerciabilità o di adeguamento a un utilizzo particolare. In2Bones non può essere ritenuta responsabile in caso di perdita, danno, danneggiamento, spese accessorie o incidenti direttamente o indirettamente legati all'utilizzo di questo prodotto.

In2Bones non è responsabile e non autorizza alcun terzo ad assumere a proprio nome altre responsabilità legate al presente prodotto. In2Bones raccomanda che questo dispositivo sia utilizzato unicamente da medici adeguatamente formati all'utilizzo delle tecniche chirurgiche ortopediche necessarie.

INFORMAZIONE

Per tutte le informazioni relative al prodotto o al suo utilizzo, contattare direttamente il rappresentante, distributore o produttore.

Data dell'ultima revisione: 10/2022

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <ul style="list-style-type: none"> - Do not reuse</div></div></div>
--